



1783

# Renal®



### RenalCart

- ✓ Bikarbonatlı Hemodiyaliz tedavisinde ,uygun bir asidik solüsyonla birlikte Kartuş Toz Bikarbonat kullanabilen hemodiyaliz makinelerinde kullanılır.
- ✓ Tüm kartuş kullanabilen makinelere uyumlu, giriş ve çıkışlarda birer filtre ve kullanım dışında kontaminasyonu ve çevreye zararı engellemek için alt ve üst kapaklı tasarım.
- ✓ Avrupa Farmakopesi ile uyumlu Sodyum Bikarbonat ile 550-650-720-750-900 gr ambalajlar ile depolamada ve kullanımda kolaylık.
- ✓ 500 ml/dk diyalizat akımında, 5,5 L- 6,5 L- 7,2 L- 7,5 L- 9,0 L, %8,4 lük bikarbonat solüsyonu elde edilebilir.
- ✓ Raf ömrü için lütfen etiketine bakınız.
- ✓ İşbu bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

### RenalCart

- ✓ Used at the machines capable for using Powder Bicarbonate Cartridges at bicarbonate hemodialysis treatment with a suitable acid solution.
- ✓ Designed with inlet - outlet filters to be used at all type of machines capable to use powder bicarbonate cartridge, top and down closures for preventing contamination and environment while not in use.
- ✓ Easy stock and usage with 550-650-720-750-900 g. cartridges of Sodium Bicarbonate in conformity with EU Pharmacopea.
- ✓ 5,5 L- 6,5 L- 7,2 L- 7,5 L- 9,0 L of 8,4% sodium bicarbonate solution could be obtained at 500 L/min dialysate flow.
- ✓ Please refer to the label for shelf life.
- ✓ Information given may change with out a prior notice.

### RenalBag

- ✓ Hemodiyaliz tedavisinde, uygun bir asidik solüsyonla birlikte uygun adaptörlü Fresenius makinelerde kullanılır.
- ✓ Giriş ve çıkışlarda birer filtre ve kullanım dışında kontaminasyonu ve çevreye zararı engellemek için kapaklı tasarım.
- ✓ Avrupa Farmakopesi ile uyumlu Sodyum Bikarbonat ile 550-650-750-950-1000 gr ambalajlar ile depolamada ve kullanımda kolaylık.
- ✓ 500 ml/dk diyalizat akımında 5,5 L- 6,5 L- 7,5 L- 9,5 L- 10,0 L %8,4 lük bikarbonat solüsyonu elde edilebilir.
- ✓ Raf ömrü için lütfen etiketine bakınız.
- ✓ İşbu bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

### RenalBag

- ✓ Used at Fresenius machines with suitable adapter at bicarbonate hemodialysis treatment with a suitable acid solution.
- ✓ Designed with inlet-outlet filters, with a closure for preventing contamination and environment while not in use.
- ✓ Easy stock and usage with 550-650-750-950-1000 g. cartridges of Sodium Bicarbonate in conformity with EU Pharmacopea.
- ✓ 5,5 L- 6,5 L- 7,5 L- 9,5 L- 10,0 L of 8,4% sodium bicarbonate solution could be obtained at 500 L/min dialysate flow.
- ✓ Please refer to the label for shelf life.
- ✓ Information given may change with out a prior notice.



# Renal®

İLAC KİMYA VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE PAZ. A.Ş.  
Büyükkayacık OSB Mah. 8 Nolu Sk. No: 7/1 42050 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE  
Tel.: +90 332. 342 56 60 (pbx) Fax : +90 332. 342 55 94  
www.renal.com.tr - renal@renal.com.tr